

ARTHROSCOPY



SS.C.A[®]

MEDICAL EQUIPMENT INDUSTRY AND TRADE CO.
SAMSUN CERRAHI ALETLER LTD.

QUALITATIS RATIONEM HABEMUS

SS.C.A.[®]

MEDICAL EQUIPMENT INDUSTRY AND TRADE CO.





ŞİRKET PROFİLİ

S.C.A SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. 2005 yılında kurulmuş, vücut içine yerleşmeyen metal malzemeden mamul cerrahi el aletleri, steril konteyner sistemleri ve aksesuarları, anti-statik hastane terlikleri ve medikal ekipman üretim, tasarım, satış ve satış sonrası hizmetlerimizi siz değerli kullanıcılarımızın hizmetine sunmaktadır.

Müşteri memnuniyetinin ve sunulan ürün ve hizmet kalitesinin sürekli artırılması ve iyileştirilmesi bilinci ile yurt içi ve yurt dışındaki pazarlarda piyasa payını yükseltmek amacıyla çalışmalarını idealist bir şekilde yürütmektedir.

S.C.A LTD. ŞTİ. uyguladığı satış programı dahilinde; Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Plastik Cerrahi, K.B.B, Kadın Doğum, Üroloji,Ortopedi, Göz ve Mikro cerrahi, Kalp-Damar ve Endoskopik Cerrahi branşlarında cerrahi alet üretim, satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Bunların dışında cerrahi aletlerin güvenli, sağlıklı ve bakımı kolay bir şekilde kullanımını ve estetik görünümlü bir şekilde muhafazasını sağlamak için Steril Konteyner sistemleri ve antistatik silikon hastane terliklerinin de S.C.A bünyesinde satışı gerçekleştirilmektedir.

Bu amacı gerçekleştirirken, tüm faaliyetlerini, siparişin alınmasından teslim edilmesine kadar değil yapılan satış öncesi faaliyetlerden başlayarak kullanım süresi boyunca belirli bir sistem içerisinde gerçekleştirmektedir.



QUALITATIS RATIONEM HABEMUS

No :

Bu katalog numara ile adınıza kayıtlıdır. Kataloglarımız ve fiyat listelerimiz bizim özel malımız olup bizden yada yetkili satıcımızdan temin edilebilir. ürünlerimizin alımı ve satımı dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Amacı dışında kullanımlarda kataloglarımızı geri almak ve çıkarlarımızı korumak için yasal yollara başvurmak hakkına sahibiz.

This catalog has been registered for you under above number. Catalogues and price lists are our exclusive property and can be supplied directly from us or our authorized dealers, and are to be used by the consignee for no purpose other than buying and selling of our products. By misuse, S.C.A will have the right to recall catalogues.

GARANTİ / GUARANTEE

S.C.A tescilli markasını ve logosunu taşıyan ürünler malzeme ve işçilik açısından 3 yıl garantilidir. Bu süre içinde normal kullanım koşullarında arızalanan aletler ücretsiz olarak onarılacak yada yenisi ile değiştirilecektir.

All products carrying the registered trademark and logo of S.C.A are guaranteed for five years in respect of material and workmanship in normal use. We will replace or repair any damaged instrument free of charge during period.

Her hakkı saklıdır.

Bu kataloğun hiçbir bölümü S.C.A' nın yazılı izni olmadan kopya edilemez, yayınlanamaz.

All rights reserved.


No part of this catalog may be reproduced in any form without written permission from S.C.A.

Instruments bits for adaptable handle

30.051.00 Handle




	Product code	Description	Ø
	30.051.08	meniscus hook-probe pointed; bit	
	30.051.02	meniscus hook-probe; bit graduated	2,50 mm
	30.051.04	meniscus hook-probe; bit graduated	3,50 mm
	30.051.06	meniscus hook-probe; bit graduated	5,00 mm
	30.051.38	bayonet-knife; bit	
	30.051.36	scalpel-knife; bit	
	30.051.24	SMILLIE meniscotome; bit	3,00 mm
	30.051.26	SMILLIE meniscotome; bit	5,00 mm
	30.051.28	SMILLIE meniscotome; bit	7,00 mm



Sheath versions	Description	Ø2,8 mm	Ø3,4 mm
	straight	33.000.04	33.000.06
	curved upwards	33.000.44	33.000.46
		33.000.60	33.000.62
	curved downwards	33.000.52	33.000.54
		33.000.68	33.000.70
	curved right	33.000.12	33.000.14
		33.000.28	33.000.30
	curved left	33.000.20	33.000.22
		33.000.36	33.000.38

Wide punch low profile



straight


Sheath versions	Product code	Description	Tip profile	Bite wide	Jaw wide
	33.111.101	small	1,90 mm	2,50 mm	4,10 mm
	33.111.102	medium	1,90 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.111.103	large	1,90 mm	4,50 mm	6,10 mm
	33.111.201	medium; sheath curved left	1,90 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.111.202	medium; sheath curved right	1,90 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.111.203	medium; sheath curved up	1,90 mm	3,20 mm	5,00 mm

upbiter



Sheath versions	Product code	Description	Tip profile	Bite wide	Jaw wide
	33.112.101	small	1,90 mm	2,50 mm	4,10 mm
	33.112.102	medium	1,90 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.112.103	large	1,90 mm	4,50 mm	6,10 mm
	33.112.201	medium; sheath curved left	1,90 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.112.202	medium; sheath curved right	1,90 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.112.203	medium; sheath curved up	1,90 mm	3,20 mm	5,00 mm

Wide punch standard profile



straight




Sheath versions	Product code	Description	Tip profile	Bite wide	Jaw wide
	33.400.071	small	2,50 mm	2,50 mm	4,10 mm
	33.400.002	medium	2,50 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.400.072	large	2,50 mm	4,50 mm	6,10 mm
	33.400.099	medium; sheath curved left	2,50 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.400.098	medium; sheath curved right	2,50 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.400.052	medium; sheath curved up	2,50 mm	3,20 mm	5,00 mm

upbiter



Sheath versions	Product code	Description	Tip profile	Bite wide	Jaw wide
	33.400.075	small	2,50 mm	2,50 mm	4,10 mm
	33.400.003	medium	2,50 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.400.074	large	2,50 mm	4,50 mm	6,10 mm
	33.400.004	medium; sheath curved left	2,50 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.400.005	medium; sheath curved right	2,50 mm	3,20 mm	5,00 mm
	33.400.100	medium; sheath curved up	2,50 mm	3,20 mm	5,00 mm

Grasper Alligator



Sheath versions	Product code	Description	Tip profile	Jaw wide
	33.440.033	straight	3,20 mm	3,50 mm
	33.440.083	sheath curved up	3,20 mm	3,50 mm

fine; locking handle



Sheath versions	Product code	Description	Tip profile	Jaw wide
	33.440.047	fine; straight	2,70 mm	3,00 mm
	33.440.085	fine; curved up	2,70 mm	3,00 mm

Irrigation Cannulas



Product code	Description	Size	FL
36.150.32	set cannula for irrigation rinsing; with stopcock	Ø 3,2 mm	70 mm

Product code	Description
36.151.32	trocar; pyramidal 
36.152.32	obturator: blunt 

Irrigation Cannulas



Product code	Description	Size	FL
36.150.45	set cannula for irrigation rinsing; with stopcock	Ø 4,5 mm	70 mm

Product code	Description
36.151.45	trocar; pyramidal 
36.152.45	obturator: blunt 

ÜRÜN KODU	SAYFA NO.	ÜRÜN KODU	SAYFA NO.
30.051.00	1	33.400.071	4
30.051.08	1	33.400.002	4
30.051.02	1	33.400.072	4
30.051.04	1	33.400.099	4
30.051.06	1	33.400.098	4
30.051.38	1	33.400.052	4
30.051.36	1	33.400.075	4
30.051.24	1	33.400.003	4
30.051.26	1	33.400.074	4
30.051.28	1	33.400.004	4
33.000.04	2	33.400.005	4
33.000.06	2	33.400.100	4
33.000.44	2	33.440.033	5
33.000.46	2	33.440.083	5
33.000.60	2	33.440.047	5
33.000.62	2	33.440.085	5
33.000.52	2	36.150.32	6
33.000.54	2	36.151.32	6
33.000.68	2	36.152.32	6
33.000.70	2	36.150.45	6
33.000.12	2	36.151.45	6
33.000.14	2	36.152.45	6
33.000.28	2		
33.000.30	2		
33.000.20	2		
33.000.22	2		
33.000.36	2		
33.000.38	2		
33.111.101	3		
33.111.102	3		
33.111.103	3		
33.111.201	3		
33.111.202	3		
33.111.203	3		
33.112.101	3		
33.112.102	3		
33.112.103	3		
33.112.201	3		
33.112.202	3		
33.112.203	3		

QUALITATIS RATIONEM HABEMUS

www.sca.com.tr

SAMSUN CERRAHİ ALETLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Örnek Sanayi Sitesi Sahil Caddesi No:49 55300
Tekkeköy/SAMSUN/TÜRKİYE
Voice : +90 362 266 74 55 (pbx) Fax : +90 362 266 74 33
sca.com.tr info@sca.com.tr

ÖZCE SAĞLIK

SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ

☎ 0232 502 01 83 ✉ ozcesaglik@gmail.com
☎ 0232 502 01 84 📍 Buca Koop Mh. 220/71 Sk.
No: 2/A Buca / İZMİR